

NOMBRE: ANA DANIELA RAMOS MEDINA
DOCUMENTO: CE.D000042100 D.R.I. 2024060317553010932
EMPRESA: SYNLAB SOCIEDAD ANONIMA
DOCTOR: PNR-ADSCRITO

REFERENCIA: 221885596
FECHA INGRESO: 07-Jun-2024 14:48:31
SEDE: Synlab Referencia Centro
EDAD-SEXO: 13 Años - Femenino

CITOMETRIA

ESTUDIO	RESULTADO	VALOR DE REFERENCIA
---------	-----------	---------------------

Hemoglobinuria Paroxística Nocturna

Eritrocitos HPN, pérdida parcial (Clonas tipo II)	1.59	%
Eritrocitos HPN, pérdida total (clonas tipo III)	3.20	%
Eritrocitos HPN, clonas totales	4.79	%
Granulocitos HPN	96.9	%
Monocitos HPN	99.8	%

Análisis

EN ESTE ESTUDIO SE EVIDENCIA COMPROMISO POR HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA (HPN) EN LAS POBLACIONES ERITROIDE, GRANULOCITICA Y MONOCÍTICA. LA CORRELACIÓN CLÍNICA ES REQUERIDA.

Este reporte indica la presencia de una población con fenotipo HPN y debe ser valorada a la luz de los hallazgos clínicos encontrados.

Se recomienda repetir este test en 3 o 6 meses según criterio médico y/o evolución clínica para vigilar la evolución de los clones descritos.

El análisis de granulocitos y monocitos es la medición más precisa del tamaño del clon de HPN. Las transfusiones recientes de glóbulos rojos o la hemólisis pueden disminuir el porcentaje de células con fenotipo HPN en eritrocitos.

Esta prueba fue desarrollada de acuerdo a las pautas publicadas por Clinical Cytometry Society en 2010 y en su actualización de 2014.

Se utilizaron los siguientes anticuerpos para identificación y análisis de poblaciones: CD45/CD24/CD15/CD14/CD64/FLAER/CD59/CD235a

Técnica: Citometría de flujo

Analizado por,

MARIA CLAUDIA ESQUIVA MERCADO
PROFESIONAL ESPECIALISTA T.P:43406106

Copiado: MCEM

Fecha de Validación: 11/Jun 2024 11:54

*La interpretación de este y todo examen corresponde exclusivamente al médico- [Página 1]

Procesado en laboratorio clínico habilitado, SYNLAB Colombia S.A.S.

Santa Marta (806) 435 83 44 - Barranquilla (806) 377 0015 - Cartagena (805) 693 1947 - Medellín (604) 516 6740 - Manizales (806) 896 22 42 - Bogotá (801) 983 83 93
Cali (602) 680 7079 - serviciocliente@synlab.co / www.synlab.co